



InfraRoșu Medical Incandescent

R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25

Lămpile cu infraroșu de la Philips pentru utilizare în îngrijirea sănătății și îngrijire corporală sunt proiectate pentru tratarea durerilor musculare statornicite și leziunilor sportive. Aceste lămpi reflectoare cu incandescență sunt o soluție excelentă pentru asigurarea tratamentului localizat în vederea calmării durerii musculare. Acestea pot fi folosite și în tratarea durerilor reumatice. De asemenea, s-a demonstrat că această formă de terapie prin căldură accelerează vindecarea diferitelor tipuri de leziuni, precum leziunile sportive și rănilor neinfectate, în multe cazuri asigurând o calmare rapidă și eficientă a durerii. Avantajele acestei forme de terapie prin căldură se bazează pe îmbunătățirea locală a circulației sângelui în piele, cauzată de efectul vasodilatator. Rezultatul este o viteză sporită de transportare a metaboliților și a altor compuși biochimici esențiali. Pot exista avantaje suplimentare prin penetrarea mai profundă a căldurii, care oferă un efect blând, plăcut de încălzire.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Durată de viață nominală	300 ore
Durată de viață nominală (ore)	300 ore
Lighting Technology	Incandescent
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	100 W
Tensiune (nom.)	230 V
Tensiune (nom.)	230 V


Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Roșu
Material bec	Sticlă moale
Formă bec	R95 [R 95 mm]
Date despre produs	
Nume comandă produs	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25
Numele complet al produsului	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25
Full EOC	871150014559840
Cod de comandă	14559840

InfraRoșu Medical Incandescent

Număr material (12NC)	923244244208
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500145598
Numărător SAP – Pachete per exterior	25

EAN/UPC – Cutie	8711500125491
-----------------	---------------

Cote



Product	D	C (max)
R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25	95 mm	130 mm

